

BUTLA ALUMINIOWA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tlen medyczny, 99,5% (V/V), gaz

Oxygenium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% (V/V)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Gaz

Pojemność: (0,1 l – 50 l) umieszczona oddzielnie na każdym opakowaniu bezpośrednim.

Kod EAN: 5909991099145

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie wziewne, zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem butlę należy umieścić w temperaturze 20°C na przynajmniej 6 godzin.

Przed użyciem należy sprawdzić stan zabezpieczenia zaworu folią termokurczliwą.

Przed podłączeniem reduktora należy koniecznie sprawdzić stan uszczelki.

Po podłączeniu reduktora koniecznie sprawdzić jego szczelność i szczelność instalacji przyłączeniowej.

Po użyciu pozostawić gaz o ciśnieniu min. 5 barów.

Osoby obsługujące butle z tlenem powinny być odpowiednio przeszkolone i mieć świadomość zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych produktu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: umieszczony oddzielnie na opakowaniu bezpośrednim.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscach wentylowanych, z dala od źródeł ciepła. Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi, tłuszczami i olejami. Chronić przed nagraniem. Należy bezwzględnie chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: Air Liquide Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8178

13. NUMER SERII

Nr serii: umieszczony oddzielnie na opakowaniu bezpośrednim.

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lz – Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYŚWIETLACZA CYFROWEGO

BUTLA NIEUŻYWANA

- Wyświetlanie zawartości w litrach lub m³
- Wyświetlanie ciśnienia w postaci wskaźnika liniowego



BUTLA UŻYWANA

Przylącze przepływu ciągłego (3)



- Została wykryta zmiana przepływu; trwa obliczanie wartości



- Wyświetlanie pozostałego czasu użycia w formacie godzina: minuta

- Wyświetlanie ciśnienia w postaci wskaźnika liniowego

 Miganie klepsydry

Jeżeli przepływ nie jest ciągły, odczyt na wyświetlaczu może być niepewny, ale to nie ma wpływu na użytkowanie butli



Przylącze niskiego ciśnienia/respirator (4)

- Aby zapewnić niezależność i pewność użytkowania butli odczyt tylko przy użyciu liniowego wskaźnika ciśnienia.

OSTRZEŻENIA: wyświetlacz może wskazywać czas niedokładnie lub błędnie.

BUTLA PRAWIE PUSTA



Przełącz w tryb "rezerwa" poniżej ¼ zawartości

- Alarm dźwiękowy
- Wciąż wyświetlany jest pozostały czas lub zawartość w litrach

Wskaźnik liniowy wyświetlający ciśnienie stale miga



Pozostała zawartość zmniejsza się do mniej niż 15 minut przy aktualnym przepływie

- Alarm dźwiękowy
- Wyświetlane 4 linie zamiast pozostałego czasu

Stałe miganie klepsydry i linii

OSTRZEŻENIE: Jeżeli pozostało mniej niż 15 minut na użytkowanie gazu, przygotuj butlę na wymianę

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORU

PRZED PODŁĄCZENIEM

Sprawdź na etykiecie zawartość gazu medycznego w butli i pozostałą objętość przedstawioną na wyświetlaczu cyfrowym (5)

W przypadku korzystania ze znormalizowanego gniazda ciśnieniowego

Użycie

- Przekręć pokrętło na butli (1) z pozycji O do pozycji I

- Ustaw regulator przepływu (2) na pożądaną szybkość przepływu
- Połącz przewód bezpośrednio ze znormalizowanym gniazdem ciśnieniowym (3)

UWAGA: JEŻELI POKRĘTŁO USTAWIONE JEST POMIĘDZY DWOMA WARTOŚCIAMI PRZEPIYU, PRZEPIYW ZATRZYMA SIĘ

Po każdym użyciu

- Ustaw przepływ na 0 L/min (2)
- Odłącz przewód (3)
- Przekręć pokrętkę na butli z pozycji I do pozycji O (1)

W przypadku korzystania z gniazda niskociśnieniowego

Użycie

- Przekręć pokrętkę na butli z pozycji O do pozycji I (1)
- Podłącz odpowiednie urządzenie do gniazda niskociśnieniowego

Nie możesz wybrać szybkości przepływu podczas korzystania z tego gniazda (4)

Po każdym użyciu

- Przekręć pokrętkę na butli z pozycji I do pozycji O (1)

